

## Pharma-POP - BANDE PLATRE 3M x 20 cm

Réf.: PLA203



 **Pharmaplast**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

#### **Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite**

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades  
Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre
- Boite de 12