


SONDE URETERALE - DOUBLE J - 28CM

Réf.: SM60020-8-7



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

La sonde double J (ou sonde JJ) est une fine sonde en plastique d'environ 2 mm de diamètre, placée dans l'uretère.

Son rôle est d'assurer l'acheminement de l'urine provenant du rein vers la vessie, lorsqu'il existe un obstacle urétéral.

- Matière : en polyuréthane (plastique souple)
- Sonde sans guide, à court terme
- Taille : CH 7 / 28 cm
- Conditionnement sous emballage individuel stérile
- Boîte de 20