

TABLE D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE

Réf.: A99-8

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- **Dimensions (L x l x H) :** 1400 x 740 x 610-1100 mm (hauteur réglable).
- **Capacité de charge :** 185 kg.
- **Alimentation :** Secteur CA 220V $\pm$ 22V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz.

Fonctionnalités et Ajustements

- **Dossier:** Réglable en position haute (70°) et basse (20°).
- **Assise :** Relevable jusqu'à 40°.

Accessoires fournis

- Poignées (2 pièces)
- Supports pour les genoux (2 pièces)
- Télécommande à pédale (1 pièce)

- Bassin en acier inoxydable (1 pièce)