

TENSIOMÈTRE DIGITAL BRASSARD

Réf.: CONTEC08A

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Méthode de mesure : Oscillométrie
- Zone de mesure : Bras supérieur
- Plage de mesure : 0kPa (0 mmHg) ~ 38.67kPa (290 mmHg)
- Fréquence du pouls : 40?240 bpm
- Écran LCD couleur
- Alarme visible et audible
- Alimentation : 4 piles AA / adaptateur
- Dimensions : 130 mm × 110 mm × 80 mm
- Capacité de stockage : 100 mesures par utilisateur (3 utilisateurs)

Fonctions :

- Trois modes : adulte, pédiatrique, néonatal

- Alarme physiologique
- Mémoire horodatée (heure/date)
- Stockage temporaire de l'heure même après remplacement des piles
- Logiciel PC pour consultation, analyse des mesures, tendance, impression de rapports
- Unités de mesure : mmHg et kPa

Accessoires fournis :

- Brassard adulte
- Manuel utilisateur - CD logiciel - Câble USB