

## TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD YUWELL LUNA

Réf.: YE-660B



**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- • Ecran LCD: affichage de date et heure
- • 74 groupes de mémoires
- • Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
- • Deux modes d'affichage: mm, Hg/kPa
- • A Piles - Adaptateur : 220V
- • Brassard Adulte
- • Arrêt automatique