

TENSIOMÈTRE DIGITAL BRASSARD

Réf.: CONTEC08D

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Méthode de mesure : Oscillométrie
- Zone de mesure : Bras supérieur
- Plage de mesure : 0kPa (0 mmHg) ~ 38.67kPa (290 mmHg)
- Fréquence du pouls : 40?242 bpm
- Écran LED 5"
- Alarme visible
- Alimentation : Batterie lithium (Type-C)
- Dimensions : 130 mm (L) × 110 mm (l) × 82 mm (H)
- Mémoire : 99 mesures par utilisateur (2 utilisateurs)

Fonctions :

- Trois modes : adulte, pédiatrique, néonatal

- Alerte de pouls irrégulier
- Mode double utilisateur : enregistrement séparé des résultats
- Batterie lithium intégrée longue durée
- Base antidérapante, sécurisée

Accessoires fournis :

- Brassard adulte
- Manuel utilisateur
- Câble Type-C