

TENSIOMÈTRE DIGITAL BRASSARD

Réf.: CONTEC08E

CONTEC™

**Nous
consulterDhs
Brut TTC**



Caractéristiques:

- Méthode de mesure : Oscillométrie
- Zone de mesure : Bras supérieur
- Plage de mesure : 0kPa (0 mmHg) ~ 38.67kPa (290 mmHg)
- Fréquence du pouls : 40?243 bpm
- Écran LED 4.6"
- Alarme visible (audible non incluse)
- Alimentation : 4 piles AA / adaptateur
- Dimensions : 130 mm (L) × 110 mm (l) × 82 mm (H)
- Mémoire : 199 mesures

Fonctions :

- Format compact, utilisation à un seul bouton

- Grand affichage, simple à lire
- Écran LED clair
- Alerte de pression élevée
- Indication de batterie faible et d'erreurs
- Unités de mesure : mmHg et kPa

Accessoires fournis :

- Brassard adulte
- Manuel utilisateur